





CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO DI FOSSOMBRONE – PU -

Test di Valutazione
Questionario BEPS

<i>Data</i>	F
<i>Cognome Nome</i>	
<i>Punteggio ottenuto</i>	<i>Esito</i> POSITIVO  NEGATIVO 



Leggere attentamente la domanda e segnare nelle apposite caselle o barrare con una **X** la risposta corretta. Di norma la risposta corretta è unica se non espressamente segnalato nel testo della domanda. Le domande sono 15.

1) QUALE POSSIBILITA' DI EMOSTASI CI SONO

- A) Sollevare la parte del corpo ferita, compressione diretta, bendaggio compresso
- B) Nessuna per i primi soccorritori aspettare il medico
- C) Applicando una pinza per arterie.

2) DOVE SI PUÒ APPLICARE UN BENDAGGIO COMPRESSIVO?

- A) Solo alle braccia
- B) Dove la forma del corpo lo permette
- C) Alla testa

3) COSA BISOGNA FARE IN CASO DI LESIONI ALLE ARTICOLAZIONI?

- A) Immobilizzare mediante appoggio o con delle stecche
- B) Cercare di reinserire l'articolazione
- C) Aspettare il medico

4) COSA SIGNIFICA LA SIGLA RCP?

- A) Rianimazione cardiopolmonare
- B) Relativi crampi al polpaccio
- C) rinvio corsa podistica

5) NELLA MANOVRA DI HEILMLICH, QUALE DELLE SEGUENTI AZIONI È SICURAMENTE ERRATA:

- A) Mi pongo alle spalle dell'infortunato
- B) Pratico delle compressioni toraciche dopo aver invitato il paziente a distendersi alternando 5 colpi dorsali a 5 compressioni addominali
- C) dopo aver trovato il punto sulla fine dello sterno tra la vita e la gabbia toracica. Afferro il pugno avvolgendolo con l'altra mano ed esercito una pressione verso l'interno e verso l'alto.

6) QUAL È IL METODO PREFERIBILE PER IDENTIFICARE IL PUNTO DI COMPRESSIONE TORACICA NEL MASSAGGIO CARDIACO ESTERNO, IN UN PAZIENTE ADULTO ?

- A) Medialmente al 5° spazio intercostale sinistro
- B) La metà inferiore dello sterno a contatto con l'apofisi sternale all'altezza dei due capezzoli
- C) Due dita trasverse sopra l'apofisi sternale, identificata seguendo l'arcata costale
- D) La metà superiore dello sterno, due dita trasverse sotto il giugulo

7) LA DISINFEZIONE È UNA PRATICA CHE:

- A) elimina i topi
- B) elimina i virus
- C) elimina i germi patogeni

8) LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI COSCIENZA, IN UN PAZIENTE APPARENTEMENTE INCOSCIENTE, DEVE AVVENIRE:

- A) Chiedendo al paziente se va tutto bene, scuotendolo delicatamente
- B) Pizzicando il paziente o eseguendo altre manovre che provocano dolore
- C) Controllando il diametro pupillare
- D) Eseguendo tutte le manovre precedenti

9) SE IL SANGUINAMENTO DI UNA FERITA È ABBONDANTE, QUALE DI QUESTI METODI È SBAGLIATO?

- A) comprimere con un dito l'arteria che rifornisce l'arto.
- B) comprimere direttamente la ferita.
- C) usare una fascia larga in mancanza di laccio emostatico.
- D) usare una cordicella robusta stretta sopra la ferita.

10) ORGANI ISTITUZIONALI NEL COMITATO CRI:

- A) Il Presidente B) Il Consiglio Direttivo C) Delegati Tecnici D) L'Assemblea dei soci attivi E) Istruttori

Mettere in ordine d' importanza

11) COSA SI INTENDE PER ASA?

- A) Associazione sostentamento alimentare
- B) Attività socio assistenziale
- C) Attività servizi d'asporto

12) GLI ELEMENTI PER LA COMBUSTIONE?

- A) Presenza di carburante come benzina, legna e carta
- B) Presenza di carburante, innesco e fuoco
- C) Presenza di carburante, innesco e comburente

13) IN CASO DI USTIONE SI DEVE:

- A) Mettere olio sulla parte ustionata o spalmarci delle creme
- B) Raffreddare con acqua corrente togliendo i vestiti esclusi quelli a diretto contatto con la parte ustionata.
- C) Mettere del ghiaccio sulla parte ustionata

14) COS'E' LA CROCE ROSSA ITALIANA?

- A) Associazione di volontariato con attività varie: sanitaria – protezione civile
- B) Associazione per trasporto e cura di infermi
- C) Ente di diritto pubblico

15) DI CHE COLORE E' LA BANDIERA DELLA CRI E PERCHE'?

- A) Croce Rossa in sfondo bianco riferita alla cultura cattolica
- B) Croce Rossa in sfondo bianco in onore della Svizzera
- C) Croce Rossa in sfondo bianco formata da cinque quadrati uguali in onore della Svizzera.



CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI FOSSOMBRONE – PU

